

MANUEL SİSTEM

REFERANS KODU	ÜRÜN ADI	AMBALAJ ŞEKLİ
TG401	TEST-IT Gel Centrifuge	1X1
TG402	TEST-IT Gel Incubator	1X1
TG403	TEST-IT Gel Reader	1X1
TG404	TEST-IT Gel Pipette	1X1
TG405	TEST-IT Gel Dispencer	1X1
TG406	TEST-IT Gel Workstation	1X1
TG407	TEST-IT Gel Pipette Tip	500 ad/paket
TG408	TEST-IT Gel Test Tube	500 ad/paket



TEST-IT GEL WORK STATION
Jel kartları ve tüpler için çalışma istasyonu.



TEST-IT CENTRIFUGE
Jel kart santrifüjü, 24 kart kapasiteli



TEST-IT INCUBATOR
Jel kart inkubatörü, 24 kart kapasiteli.



TEST-IT PIPETTE
Tekrarlı pipet, 10µl, 25µl, 50µl

TAM TESPİT VE GÜVENLİ TRANSFÜZYON

Transfüzyon Tıbbi, kan transfüzyonunda en yüksek güvenlik düzeyini sağlamaktan sorumludur. Kan nakli hayat kurtaran bir müdahale olabilir.

Transfüzyon öncesi testlerinin amacı, alıcıya zarar vermeyecek ve transfüzyon sırasında kabul edilebilir bir yaşam süresine sahip olacak kan bileşenlerini seçmektir.

Düzenli bir şekilde gerçekleştirilirse, ön transfüzyon testleri kan bileşeni ve alıcı arasındaki ABO uyumluluğunu doğrulayacak ve klinik olarak önemli beklenmedik antikorların çoğunu tespit edecektir.

TEST-IT Jel kartları, kan gruplaması için kolon aglütinasyon tekniğini temel alır ve beklenmedik antikorları tanımlar. Transfüzyon öncesi uyumluluk testlerini yapmak için kullanılan TEST-IT GEL kartları ve reaktifleri, hastalara zamanında ve güvenli transfüzyon sağlar.

TEST-IT Jel kartları, güvenli transfüzyon için uygun maliyetli ve kullanıcı dostu ürünlerden oluşan eksiksiz bir profil sunar.

AVANTAJLAR




JEL KART TEKNOLOJİSİ



8 MİKROTÜP



TAM PROFİL



%100 KART KULLANIMI



STABİL SONUÇLAR



MAKSİMUM BİLGİ



ESNEKLİK VE UYUMLULUK




OTOMASYON




KAN GRUPLAMA
ÜRÜN BROŞÜRÜ


JEL KARTLARI




**TEST-IT Gel
AB (x4)**
REF TG101




**TEST-IT Gel
ABO/2D & Reverse**
REF TG102




**TEST-IT Gel
ABO/CDE (DVI+) & Reverse**
REF TG103




**TEST-IT Gel
Type / Screen**
REF TG113




**TEST-IT Gel
Coombs**
REF TG114




**TEST-IT Gel
Neutral**
REF TG115




**TEST-IT Gel
ABO/CDE (DVI-) & Reverse**
REF TG104




**TEST-IT Gel
ABO/Rh(C,E) DVI+ & Reverse**
REF TG105




**TEST-IT Gel
ABO/Rh(C,E) DVI- & Reverse**
REF TG106




**TEST-IT Gel
Neutral / Coombs**
REF TG116




**TEST-IT Gel
Rh Phenotype**
REF TG117




**TEST-IT Gel
Rh Phenotype + Kell**
REF TG118




**TEST-IT Gel
ABO/2D + Kell & Reverse**
REF TG107




**TEST-IT Gel
Confirm ABO/DVI+**
REF TG108




**TEST-IT Gel
Confirm ABO/DVI-**
REF TG109




**TEST-IT Gel
Gel Anti-DVI+**
REF TG119




**TEST-IT Gel
Gel Anti-IgG**
REF TG120




**TEST-IT Gel
Anti-Kell**
REF TG121




**TEST-IT Gel
Newborn**
REF TG110



**TEST-IT Gel
DAT Screen**
REF TG111



**TEST-IT Gel
Cross Match**
REF TG112



**TEST-IT Gel
ABO Type**
REF TG122

DİLÜENT VE SOLÜSYONLAR

REFERANS KODU	ÜRÜN MİADİ	ÜRÜN ADI	AMBALAJ ŞEKLİ
TG301	2 Yıl	TEST-IT LISS	100 ml
TG302	2 Yıl	TEST-IT LISS	500 ml
TG303	9 Ay	TEST-IT Bromelin	30 ml
TG304	9 Ay	TEST-IT Bromelin	100 ml
TG305	6 Ay	TEST-IT Papain	10 ml



**TEST-IT
PAPAIN**



**TEST-IT
BROMELIN**



**TEST-IT
LISS**

Enzim deneyleri yapmak için sıvı papain ve bromelin çözeltileri.

Kırmızı kan hücreleri süspansiyonlarını hazırlamak için kullanılan solüsyon.

KIRMIZI KAN HÜCRESİ REAKTİFLERİ 0.8%

REFERANS KODU	ÜRÜN MİADİ	ÜRÜN ADI	AMBALAJ ŞEKLİ
TG201	6 Hafta	TEST-IT Cell A1-A2-B-O	4 x 10 ml
TG202	6 Hafta	TEST-IT Cell Reverse A1-B	2 x 10 ml
TG203	6 Hafta	TEST-IT Cell Screen 2	2 x 10ml
TG204	6 Hafta	TEST-IT Cell Screen 3	3 x 10 ml
TG205	6 Hafta	TEST-IT Cell Screen 4	4 x 10 ml
TG206	6 Hafta	TEST-IT Cell Screen 2P	2 x 10 ml
TG207	6 Hafta	TEST-IT Cell Screen 3P	3 x 10 ml
TG208	6 Hafta	TEST-IT Cell Screen 4P	4 x 10 ml
TG209	6 Hafta	TEST-IT Cell Panel 11	11 x 5 ml
TG210	6 Hafta	TEST-IT Cell Panel 11 P	11 x 5 ml
TG211	6 Hafta	TEST-IT Cell Coombs Control	1 x 10 ml
TG212	6 Hafta	TEST-IT Cell Quality Control - 2	2 x 6 ml
TG213	6 Hafta	TEST-IT Cell Quality Control - 4	4 x 6 ml



**TEST IT CELL
A1**



**TEST IT CELL
B**